



AM-KATHETER

Das komplette Programm für die Gefäßchirurgie

Katheter-Typ	Art.Nr.	Katheter Größe(F)	Länge (cm)	Max. Ballon-Vol. (ml)	Ballondiam. (mm)
Embolektomie-Katheter	1240*	2	40	0.08	4
	1260	2	60	0.08	4
	1280	2	80	0.08	4
	1340A	3	40	0.20	5
	1380A	3	80	0.20	5
	1440A	4	40	0.75	7
	1480A	4	80	0.75	7
	1540*	5	40	1.50	9
	1580A	5	80	1.50	9
	1640*	6	40	2.00	11
	1680A	6	80	2.00	11
1780A	7	80	2.50	13	
Python-Doppel-Lumen-Embolektomie-Kath. mit Spritze	A4E01	5 (5mm/3F)	40	0,15	5
	A4E02	5 (5mm/3F)	80	0,15	5
	A4E03	5 (9mm/4F)	40	0,50	9
	A4E06	5 (11mm/5F)	80	0,90	11
	A4E07	5 (13mm/6F)	40	1,40	13
Thrombektomie-Katheter	2440A	4	40	0,75	9
	2480A	4	80	0,75	9
	2540A	5	40	1,50	11
	2580A	5	80	1,50	11
	2680A	6	80	1,50	12
	2880A	8	80	2,25	13
	3080A	8/10	80	4,00	19
Irrigations-Katheter	3480A	4	80	-	-
	3680A	6	80	-	-
	3123A	10	23	-	-
Gallengangs Ballon-Sonde	4530*	5	30	1.50	9
	5540*	5	40	1.50	9
	5630*	6	30	2.00	11
	5640*	6	40	2.00	11
Okklusions-Katheter	5780P*	7/14	80	15	30
	5880P*	8/22	80	38	40
Graft Cleaning Catheter	A4G02	4	40	0,75	-
	A4G00	4	80	0,75	-
Venen-Stripper	3200	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm (4 Oliven) 100 cm wire			

Alle Katheter sind Silicon- und PVC-frei. Die meisten Modelle sind Latex-frei. Alle Modelle, die mit einem *x* sind, enthalten Latex.

Wir empfehlen, den Ballon mit einer sterilen, blut-kompatiblen Lösung zu füllen. Alle Katheter sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.