

A C C U R A

Medizintechnik GmbH

Max-Planck-Str. 33 61184 Karben Germany

Tel +49-6039-9201-0 Fax +49-6039-9201-22

E-Mail info@accura.info

www accuramed.de



Cholangiographie Set


Zuverlässige Werkzeuge für eine neue Technik:

Cholangiographie-Set LAP-13 für laparoskopischen Zugang (5mm) mit einem röntgenfähigen Einführbesteck mit Gas-Dichtung und extra langem Katheter 33mm

Diese Instrumente für laparoskopische Cholangiographie ermöglichen Chirurgen, Patienten und Krankenhäusern die Vorteile der neuesten Entwicklung der Cholektomie zu nutzen. Produktvorteile, wie der steife Katheter, das konische distale Segment mit Hinterschliff und das Einführbesteck mit eingebauter Gas-Dichtung ermöglichen es dem Chirurgen einfacher, schneller und sicherer zu arbeiten.

Dies sind die Produktvorteile im Einzelnen

- 4 F Außendurchmesser an der Spitze
- Vermeidet die Notwendigkeit von weiteren Instrumenten, die ansonsten nötig sind, den Katheter in den Gallengang einzuführen
- Erleichtert das Einführen auch bei engen Gallengängen
- Die verjüngte Spitze mit Hinterschliff verhindert, dass der Katheter nach dem Fixieren wieder herausrutscht.
- Die verjüngte Spitze mit Hinterschliff verhindert auch Extravasation während der Injektion
- Das Set wird komplett steril geliefert mit Katheter, Verbindungsschlauch und einem Dreiwegehahn.



Erfahrungsgemäß profitieren die Patienten durch weniger Komplikationen, Ärzte durch einfachere und sichere Handhabung sowie Krankenhäuser durch effektivere Behandlung von dem Produkt.

Bestellinformationen:

Cholangiographie-Set, Art.Nr.: LAP13