




CLEARPASS

Selbstexpandierender peripherer Nitinol Stent

- Dieser Nitinol Stent zeichnet sich durch exzellente Flexibilität aus
- Unter allen anatomischen Umgebungen ermöglicht er eine optimale Stent-Expansion
- Der Stent besitzt eine hervorragende Radial-Kraft, wodurch er die Möglichkeit hat, sich gut zu entfalten und die Gefäßverengung offen zu halten
- Die Goldmarker an beiden Enden des Stents gestatten eine verbesserte Sichtbarkeit beim Röntgen und einfache Positionierung
- Das einzigartige Design verhilft, klinische Resultate zu optimieren



Der Stent wird mit einem "Push Button-System" geliefert, welches ein sanftes und einfaches Einsetzen ermöglicht.

Die Flexibilität, die Radial-Stärke und die Möglichkeit zur präzisen Platzierung ist ein Resultat intensiver Forschung.

Artikelnummer	Stent Durchmesser (mm)	Stent Länge (mm)	Katheter Länge (mm)
CP/06/20/80	6	20	80
CP/06/40/80	6	40	80
CP/06/60/80	6	60	80
CP/06/80/80	6	80	80
CP/06/20/120	6	20	120
CP/06/40/120	6	40	120
CP/06/60/120	6	60	120
CP/06/80/120	6	80	120
CP/08/40/80	8	40	80
CP/08/60/80	8	60	80
CP/08/80/80	8	80	80
CP/08/40/120	8	40	120
CP/08/60/120	8	60	120
CP/08/80/120	8	80	120