

A C C U R A

Medizintechnik GmbH

Max-Planck-Str. 33 61184 Karben Germany

Tel +49-6039-9201-0 Fax +49-6039-9201-22

E-Mail info@accura.info

www accuramed.de



Drucklinien

Zur Anwendung bei arterieller Druckmessung, Radiologie etc. bieten wir alle gängigen Sorten von Drucklinien an:

Standardausführungen:

1) Hochdrucklinie, PVC, starr, ohne rotating LL, 1200 psi

2) Hochdrucklinie, PVC, starr, mit rotating LL, 1200 psi

3) Hochdrucklinie, PVC, flexibel, ohne rotating LL, 1200 psi

4) Hochdrucklinie, PVC, flexibel, mit rotating LL, 1200 psi

5) Hochdrucklinie, PUR, braided, ohne rotating LL, 1200 psi

6) Hochdrucklinie, PUR, braided, mit rotating LL, 1200 psi



Lieferbare Standardlängen:

50 cm

75 cm

100 cm

125 cm

150 cm

|

Auch Mitteldrucklinien sind auf Anfrage lieferbar.

Bestellinformation (I/Artikelnummern)

Länge:	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm
Ausführung:					
Version 1	AC16050	AC16075	AC16100	AC16125	AC16150
Version 2	AC16050R	AC16075R	AC16100R	AC16125R	AC16150R
Version 3	AC14050	AC14075	AC14100	AC14125	AC14150
Version 4	AC14050R	AC14075R	AC14100R	AC14125R	AC14150R
Version 5	AC17050	AC17075	AC17100	AC17125	AC17150
Version 6	AC17050R	AC17075R	AC17100R	AC17125R	AC17150R

Andere Ausführungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.