

# ACCURA

Medizintechnik GmbH

Max-Planck-Str. 33 61184 Karben Germany

Tel +49-6039-9201-0 Fax +49-6039-9201-22

E-Mail info@accura.info

www.accuramed.de



## EKG-Elektroden 100% PVC-frei

AM EKG-Elektroden verbinden Qualität und Wirtschaftlichkeit. Alle elektrischen Qualitätsanforderungen übertreffen erheblich den üblichen Standard (AAMI-Standard) für EKG-Elektroden:

VERGLEICH	AAMI-STANDARD	ACCURA-STANDARD
DOC	± 100 mV	± 10 mV
ACZ	± 2000 Ohm	± 200 Ohm
SDR	± 100 mV	± 20 mV
Noise	150 V	50 V
BIAS	100 mV	10 mV

Jede Charge wird auf den ACCURA-Standard geprüft! 100% Kontrolle aller Elektroden.

Die EKG-Einmal-Elektroden sind erhältlich in den beiden Ausführungen als:

- **Schaumstoff-Elektroden (Typ S)**
- **Vlies-Elektroden (Typ V)**

und zeichnen sich durch folgende **Qualitätsmerkmale** aus:

- Silber/Silberchlorid-Sensor
- Korrosionsfreier Edelstahl-Knopf
- Vorgeliefert
- Hypoallergener Klebstoff
- Langzeiteinsatzfähig bis 7 Tage
- Unterverpackung zu 30 St im Zweikomponenten-Folienbeutel für lange Haltbarkeit
- Elektrode und Abziehfolie PVC-frei! Karton aus ungebleichtem Recycling-Material



## KINDER-KABEL-ELEKTRODEN

sind lieferbar mit 60 cm Kabel und **Sicherheitsstecker**. Die Kabelelektroden sind mit leitendem, selbst klebendem und **hautschonendem** Gel ausgestattet und haben einen Durchmesser von 22 mm. Damit sind sie für alle Kinder bis zu den "Frühchen" sehr geeignet.

Die Kinder-Kabelelektroden mit **Vliesauflage** sind in den Durchmessern 30 und 22 mm erhältlich. Sie haben einen Silber-Sensor, der durch einen Tupper Gel eine erhöhte Ableitung gewährleistet.

**EKG-KLEBERINGE** beidseitig klebend, sind verfügbar in allen gängigen Größen.

BESTELL - INFORMATIONEN:	VE	Artikel-Nr/Typ	Artikel-Nr/Typ
EKG-Elektroden für Erwachsene	1200 St:	V 60 (Vlies)	S 50 (Schaum)
EKG-Elektroden für Kinder	1200 St:	V 40 (Vlies)	S 40 (Schaum)
Kinder-Kabel-Elektrode Gel	200 St:	CG 22 (22 mm)	
Kinder-Kabel-Elektrode Vlies	200 St:	CV 30 (30 mm)	
Kleberinge:	500 St:	204517 4,5 x 17 mm	
	500 St:	200820 8 x 20 mm	
	500 St:	201022 10 x 22 mm	
	500 St:	201125 11 x 25 mm	
	500 St:	201530 15,5x 30 mm	

Weitere Größen auf Anfrage