



Einführbestecke

ACCURA Einführbestecke enthalten alle oder einen Teil der folgenden Komponenten:

Dilatator

HDPE Dilatator mit speziell geformter, verjüngter Spitze

Schleuse

11 cm, aus FEP, mit glattem, auf den Dilatator abgestimmtem, Übergang

Haemostatisches Ventil

Haemostatisches Ventil, mit oder ohne Seitenschlauch mit Dreiwegehahn

Führungsdraht

J-Draht mit Einführhilfe, abgestimmt auf den Dilatator

Nadel

Seldinger Nadel 18G, 8 cm Länge



Weitere Komponenten können auf Wunsch beigelegt werden.

Bestellinformation:

<u>Standardgrößen</u>	<u>Art. Nr.</u>
4F	3004011
5F	3005011
6F	3006011
7F	3007011
8F	3008011
9F	3009011

Abweichende Größen und Split-Einführbestecke sowie Dilatatoren bis 20F sind erhältlich, bitte fragen Sie uns.