

# **A C C U R A**

Medizintechnik GmbH

**Max-Planck-Str. 33 61184 Karben Germany**

Tel +49-6039-9201-0 Fax +49-6039-9201-22

E-Mail info@accura.info

www accuramed.de



## ***Epidural-Set***

Die **RM**-Epidural-Sets bestehen aus:

- **Polyamid-Katheter** 17G oder 18G mit drei seitlichen Löchern (auf Wunsch auch eine zentrale Öffnung), und Längenmarkierung, Einführhilfe
- **Touhy-Nadel** mit Längenmarkierung, Mandrin und Flügel
- **Epidural-Flachfilter** 0,2 $\mu$
- **Luer-Lock-Konnektor** für Katheter

Auf Wunsch erhalten Sie das erweiterte **RM**-Epidural-Set, mit folgender zusätzlicher Komponente:

- LOR-Spritze, 10 ml, Luer Lock



Andere Zusammenstellungen liefern wir gerne bei Bestellungen ab 200 Sets.

### **Bestellinformation:**

**Standard-Set** verpackt im Tray, zu 10 Sets im Spenderkarton:

**RM-Epidural-Set 17G:** Art.-Nr.: 26043700

**RM-Epidural-Set 18G:** Art.-Nr.: 26043800

**Erweitertes Epidural-Set** mit Spritze verpackt im Tray, zu 10 Sets im Spenderkarton:

**RM-Epidural-Set 16G:** Art.-Nr.: 26044700

**RM-Epidural-Set 18G:** Art.-Nr.: 26044800