



INDEFLATOR mit Druckmesser

ACCURA liefert einen zuverlässigen und einfach zu handhabenden Indeflator für **Angiographie** und **Angioplastie**.

Die folgenden Eigenschaften zeichnen den Indeflator aus:

- **Ergonomisches Design**
- **Transparente 20 ml Spritze**
- **Mess-Anzeige bis 30 bar, durch angewinkeltes Design leicht ablesbar**
- **Arretierbares Gewinde zur Druckerhöhung**
- **Spritze mit O-Ring-Abdichtung**
- **Hochdruck-Verbindungsschlauch, optional mit Verschlusshahn**



Bestellinformationen

20 ml Indeflator, 30 bar
20 ml Indeflator, 30 bar, inklusive Sperrhahn

Artikelnummer

8610230
8610230S