

A C C U R A

Medizintechnik GmbH

Max-Planck-Str. 33 61184 Karben Germany

Tel +49-6039-9201-0 Fax +49-6039-9201-22

E-Mail info@accura.info

www accuramed.de



Infusionsregler - STAT 2

Sicher und einfach

- Die Infusionsdosierung ist genauer als mit herkömmlichen Rollenklammern.
- Es kann kein gefährlicher Überdruck aufgebaut werden, da er ohne Pumpe arbeitet.
- Die Lösung läuft nahezu konstant, nachregulieren ist nicht erforderlich
- Die Einstellung ist bequem abzulesen (der Regler muss nicht unter der Bettdecke gesucht werden).
- Ein aufklappbares Schutzgehäuse reduziert die Gefahr ungewollter Manipulation.
- Der Regler zieht keine Luft.



Schnell und zeitsparend

- Sofort einsetzbar, ohne Stromversorgung, ohne Pumpenverfügbarkeit, ohne langes Einstellen
- Nachregulieren entfällt
- Einhandbedienung

Wirtschaftlich und praxisnah

- Entlastet Pflegepersonal
- Keine Reparaturkosten
- Kein MedGV-Verwaltungsaufwand
- Flexibel einsetzbar

Der STAT 2 – Infusionsregler: Ihr kleiner Helfer für Infusionen:

Bestellinformation:

Artikel-Nr.

331 STAT 2 Infusionsregler mit Infusionsbesteck

333 STAT 2 Infusionsregler