

A C C U R A

Medizintechnik GmbH

Max-Planck-Str. 33 61184 Karben Germany

Tel +49-6039-9201-0 Fax +49-6039-9201-22

E-Mail info@accura.info

www.accuramed.de



PTCA - Führungsdraht

- **Standardlänge: 190cm**
- **PTFE beschichtetet,**
- **Auf Wunsch hydrophil beschichtet**
- **Standard-Durchmesser: 0.014“**
- **Durchgehende Seele**
- **Gerade Spitze**
- **Andere Längen und Durchmesser verfügbar**



Innendraht:



Außenansicht:



Bestellinformation:

| Bestellnummer | Ausführung | Länge |
|----------------------|-------------------|--------------|
| ACSFH-190-.014/soft | Soft | 190 cm |
| ACSFH-190-.014medium | Medium | 190 cm |
| ACSFH-190-.014/heavy | Extra Support | 190 cm |