

# **A C C U R A**

Medizintechnik GmbH

**Max-Planck-Str. 33 61184 Karben Germany**

Tel +49-6039-9201-0 Fax +49-6039-9201-22

E-Mail info@accura.info

www accuramed.de



## **Sterilüberzüge/Messplatzhauben**

### **Einsatzgebiete**

Die AM-Sterilüberzüge schützen Geräte wie

- Bildwandler
- Röntgenschilder
- Bedienungselemente
- Schaltpulse
- Röntgenkassetten

wirkungsvoll vor Verunreinigungen.

Gleichzeitig wird der Patient vor Kontamination durch unsterile Geräte bewahrt. Die transparenten AM-

Sterilüberzüge ermöglichen die optische Kontrolle über die bezogenen Geräte und deren Bedienung.



### **Anwendung**

Die Überzüge sind einzeln steril verpackt. Der Überzug läßt sich leicht über das Gerät stülpen. Das elastische Band hält die Hauben sicher über dem Gerät. Bei den mit Doppelzug versehenen Hauben erfolgt das Verschließen, indem an beiden heraushängenden Enden kurz gezogen wird. Nach Gebrauch läßt sich der Überzug leicht wieder öffnen. Der AM-Sterilüberzug besteht aus umweltfreundlichem PE, die elastischen Bänder sind aus Naturlatex, die Züge sind aus natürlicher Baumwolle gefertigt. Alle Materialien lassen sich umweltfreundlich beseitigen.

**Überzüge rund** mit elastischem Band und Durchmesser von  
36 cm, 45 cm, 50 cm, 70 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 130 cm

**Überzüge gerundet** mit elastischem Band

45 cm x 60 cm

75 cm x 90 cm

95 cm x 105 cm

**Überzüge rechteckig** mit elastischem Band

80 cm x 40 cm

80 cm x 50 cm

100 cm x 60 cm \*

100 cm x 80 cm

\*auch mit zwei Kordelzügen lieferbar

**Überzug in Schuhform** mit elastischem Band

80 cm x 45 cm

80 cm x 75 cm

80 cm x 120 cm

**Überzüge für Fernbedienungen und Fußpedale** mit zwei Kordelzügen

10 cm x 28 cm

11 cm x 15 cm

**Bei Mengen über 2000 Stück sind auch Sonderanfertigungen möglich.**